

## LETTO OSPEDALIERO

- Telaio realizzato con tubo rettangolare 50 x 30 x 2 mm in acciaio.
- Alzatesta e poggia gambe regolabili tramite manovella.
- Estremità del letto estraibili in tubo di acciaio inox con pannelli in laminato plastico.
- Piano rete in tre sezioni in maglia metallica saldata e rivestimento epossidico.
- 4 ruote ø125 mm, 2 con freni. Paracolpi in tutti e quattro gli angoli.
- Dimensioni: 92 x 205 x 50 cm. Capacità: 150Kg



**01.302.00**

Backrest and leg section adjustable by two electric motors 24V D.C. Foot section by a rack device.  
/ Alzatesta e poggia gambe regolabili tramite 2 motori elettrici 24V D.C.