

## ■ CHILD COT WITH VARIABLE HEIGHT

- Made of epoxy-painted tubular steel tube, steel mesh platform.
  - Drop down side rails with safety catches.
  - Four ø 100 mm. casters two with brakes.
  - With height adjustable by crank
  - Capacity: 50Kg
- 

## ■ LETTINO PER BAMBINI CON ALTEZZA VARIABILE

- Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche
- Rete in maglia rigida.
- Barriere scorrevoli con dispositivo di sicurezza.
- 4 ruote ø100 mm, di cui 2 con freno indipendente.
- Altezza variabile tramite manovella laterale.
- Capacità: 50Kg

REF.	SIZE DIMENSIONI
<b>01.753.00</b>	100x65x70/90H cm
<b>01.763.00</b>	130x65x70/90H cm
<b>01.773.00</b>	150x65x70/90H cm