

■ F-170

FOOT OPERATED SUCTION PUMP

- Foot operated suction pump. Membrane emergency suction pump, foot or hand operated with ABS anti shock case
 - Supplied with 1 Lt autoclavable jar, disposable filter and set of tubes
 - Dimensions: 26 x 18 x 24cm
-

ASPIRATORE MANUALE

- Realizzato in materiale ABS. Leggero e facile da pulire. F-170 funziona: meccanicamente, a mano o pedale.
L'aspirazione é regolabile fino a 0,40 bar -190 mmHg.
Vaso autoclavabile. Con galleggiante che evita il traboccamento.
Filtro monouso.
- Dimensioni: 26 x 18 x 24cm

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICHE TECNICHE

Code / Codice	F-170
Weight / Peso	1,6 kg
Suction power / Portata	10 l/min
Max vacuum / Vuoto massimo	- 0,45 bar - 190 mmHg